



## 技术参数

电源要求	100~240VAC, 50 / 60Hz, 300VA
速率范围	0.1~45ml/s
压力限制	1200PSI
自动吸药速率	8.0ml/s
排气速率	1.0~9.9ml/s
自动快进最大速率	9.9ml/s
上升时间	0.1~9.9sec
注射延迟时间	0.0~99.9sec
X射线延迟时间	0.0~99.9sec
最多注射相位	4
存储注射程序	100
历史注射记录	100
针筒容量	1~150ml
多语言操作界面	

## 专业高品质附件



• 48VDC 电源箱



• 150ml针筒用于造影剂注射

**antmed**

深圳市安特高科实业有限公司

深圳市 坪山新区 金辉路18号  
东莞市 凤岗镇玉泉工业区 科技路46号

电 话: 0755-86060990 0769-82599182  
传 真: 0755-86060991 0769-82860232  
E-mail: sales@antmed.com http://www.antmed.com

选用安特医疗高品质产品，  
你可以享受到：  
无与伦比的售后服务；  
精湛可靠的技术支持；  
专业服务热线：0755-86060990



## 双屏操作系统



## DSA 高压注射器

Leading contrast delivery systems Forward

Partner For Life

**antmed**  
安特医疗

# DSA高压注射器

ImaStar系列全新DSA高压注射器，产品功能配置更齐全、性能更稳定，临床使用更加安全可靠



## 智能化设计

- 机头角度识别功能，防止误操作
- 机头触摸屏的吸药界面与参数设置界面可智能切换，机头朝上时显示吸药界面，机头朝下时显示参数设置界面
- 在机头触摸屏的吸药界面上进行排气、确认、备妥

## 保温套

- 保持造影剂的理想温度，减少不良反应

## 联机操作

- 可与影像设备联机以获得最佳增强影像，同时节省造影剂，减低辐照

## 真彩双触摸屏

- 操作间12寸&扫描室10寸真彩双触摸屏操作
- 直观的用户界面、突出关键信息，帮助用户自信地完成操作

## 储存记录

- 可储存100套历史注射记录



## 蓝牙通讯

## 备妥方式

- 多次备妥与单次备妥按键，给用户更灵活地选择



## 多种配置可选

- 可储存100套自定义注射参数方案，还可根据用户需要扩展存储注射方案



## 多相注射功能

- 时相可多达4个，满足当今复杂的扫描预案需求

## 应用安全

- 排气与备妥键相互独立，双重确认，保证注射安全
- 在接近压限时，系统自动降速注射
- 如超过压限，系统停止注射，并伴有文字、声音双重报警提示
- 机头防水设计，避免由于渗漏导致机头损坏，让临床使用安心无忧